

Application

SE 1. Placera bandet ovanför bröstet direkt under armhålan.

2. Spänn till önskat stöd och fäst med kardborrbandet mitt fram.

DK 1. Placer båndet over brystet direkte under armhulen.

2. Spænd til ønsket support/støtte og luk med velcrobåndet midt for.

NO 1. Plasser båndet ovenfor brystene rett under armhulen.

2. Stram til ønsket støtte og fest borrelåsen på framsiden.

FI 1. Aseta tukinauha rintojen päälle heti kainaloiden alapuolelle.

2. Kiristä niin, että tuki on sopiva, ja kiinnitä keskeltä edestä tarranauhalla.

EN 1. Place the breast band above the breasts directly under the armpit.

2. Tighten to required support and close the Velcro in front.

ES 1. Coloque la banda encima del pecho, justo debajo de la axila.


2. Apriétela hasta conseguir la sujeción deseada y después fíjela con la banda de velcro en la parte central delantera.

Materials

Polyamide 56%, Polyester 34%, Elastane 10%. Latex free.

Information and Care Instructions

SE Utprovning, förskrivning samt rekommendation om användning bör göras av eller under ledning av medicinskt utbildad person. För bästa resultat, följ användarinstruktionerna. Kontrollera att kardborrbanden är fria från smuts och att inte vidhäftningsförmågan försämrats. Rådgör med medicinskt kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmiddel.



DK Afprøvning, ordination og rekommendation om anvendelsen bør ske af medicinsk uddannet personale. For det bedste resultat følg brugsanvisningen. Sørg for, at velcro stropperne er fri for smuds så vedhæftnings evnen ikke forringes. Rådfør dig med en sundhedsfaglig kyndig person ved anvendelse i kombination med andre medikamenter/hjælpe midler.

NO Anbefaling, foreskriving om bruk og testing bør utføres av medisinsk helsepersonell. For best resultat, følg bruksanvisningen. Kontroller at borrelåsen er fri for smuss og at borrelåsen virker som den skal. Rådfør deg med helsepersonell ved bruk av ortosen i kombinasjon med andre hjelpemidler og legemidler.

FI Sovituksesta, määräämistä ja käyttösuosituksista huolehtii tai niitä ohjaa terveydenhuollon ammattilainen. Parhaat tulokset saadaan noudattamalla käyttöohjeita. Tarkista, että tarranauhat ovat puhtaat ja pysyvät kunnolla kiinni. Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta neuvoa tuotteen käyttämisestä yhdessä lääkkeiden/muiden apuvälineiden kanssa.

EN Only medically trained persons are to prescribe and recommend the use of compression garments. For best results, follow instructions for use. Periodically check the condition of the Velcro to ensure they are free from grease and damage. Use in combination with other medical products should be supervised by qualified medical practitioner.

ES Las pruebas, la prescripción y la recomendación sobre el uso las debe realizar una persona con formación médica o bajo su supervisión. Para un resultado óptimo, siga las instrucciones de uso. Compruebe que la banda de velcro no esté sucia y que no haya perdido adherencia. Consulte al personal médico cualificado en caso de que la vaya a utilizar de manera conjunta con otros medicamentos/instrumentos.

Model	Art.no	Height	Units/box
Mio, black	50223-00-50	7,5 cm	1
Mio, black	50223-90-50	7,5 cm	35
Mio, white	50223-09-50	7,5 cm	1
Mio, white	50223-99-50	7,5 cm	35

Indications

SE För positionering av bröstimplantat.

DK Til positionering af brystimplantater.

NO For å posisjonere brystimplantater.

FI Rintaimplanttien paikoillaan pitämiseen.

EN For fixation of breast implants.

ES Para el posicionamiento de los implantes mamarios.

Washing Instructions

SE Maskintvätt 60°. Fäst kardborr-bandet. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

DK Maskinvask 60°. Luk alle velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler, ikke renses. Må ikke stryges eller tørretumbles.

NO Maskinvask ved 60°. Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

FI Konepesu 60 °C. Sulje tarranauhat. Käytä pesupussia. Älä käytä valkaisuaineita. Ei kemiallista pesua. Ei saa siiltää. Ei rumpukuivausta.

EN Machine wash at 60°C (140°F). Seal the Velcros. Use washing bag. Do not bleach. Do not dry clean. Do not iron. Do not tumble dry.

ES Lavado a máquina a 60 °C. Fije la banda de velcro. Métala dentro de una bolsa de lavado. No utilice lejía ni la limpie en seco. No la planche ni utilice secadora.



For further questions, contact your doctor, health practitioner or medical equivalent or NordiCare: +46 42-35 22 20 / DK 7070-1907, info@nordicare.se.